



BOON®

Halk Sağlığını Korumak Amacıyla
Ürün Mükemmeliyetini Takip Eder

BOON®

Halk Sağlığını Korumak Amacıyla
Ürün Mükemmeliyetini Takip Eder

Tek Kullanımlık



DSA TİP

Dijital Çıkartmalı
Anjiyografi



150 ml DSA Şiringa Parça no: 300101 125 ml DSA Şiringa Parça no: 300102

Uygulama Kapsamı: Medrad Incorporated ABD:
Mark V Yüksek Basınç Enjektörü Standart
Konfigürasyon: 1-150ml şiringa, 1-Pipet

Uygulama Kapsamı: Nemoto Kyorindo Co. Ltd
Japonya 120S DSA Yüksek Basınç Enjektörü
Standart Konfigürasyon: 1-125ml şiringa, 1-Pipet



150 ml DSA Şiringa Parça no: 300103 150 ml DSA Şiringa Parça no: 300104 130 ml DSA Şiringa Parça no: 300105

Uygulama Kapsamı: Lieber-farsheim ABD:
Lilumena Yüksek Basınç Enjektörü
Standart Konfigürasyon: 1-150ml şiringa, 1-Pipet

Uygulama Kapsamı: Shenzen Seacrown Medical
Instrument Co., Ltd, Çin
Zenith – H15 DSA Yüksek Basınç Enjektörü
Standart Konfigürasyon: 1-150ml şiringa, 1-Pipet

Uygulama Kapsamı: Medrad Incorporated ABD:
Mark III ve Mark VI Yüksek Basınç Enjektörü
Standart Konfigürasyon: 1-130ml şiringa, 1-Pipet



AKSESUARLAR




Çeşitli bağlantı hortumları, Y-tip bağlantı hortumu, T-tip bağlantı hortumu,
Koruyucu bağlantı hortumu, basınç bağlantı hortumu, delinme pipeti

Tek kullanımlık steril koruyucu şiringa
Şiringa pompası için tek kullanımlık şiringa

okbmedikal

İthalatçı Firma

OKB MEDİKAL MÜHENDİSLİK YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Ümit Mh. 2545. Sk No:13 Çankaya/ANKARA –
TÜRKİYE Tel: +90 426 69 01-02-Faks: +90 426 69 03
www.okbmedikal.com – info@okbmedikal.com



BOON®

Tek Kullanımlık

Yüksek Basıncı Anjiyografik Şırınga ve Aksesuarları



BT Tip Bilgisayarlı Tomografi (BT)



200 ml BT Şırınga Parça No: 100101

Uygulama Kapsamı: Medrad Incorporated, ABD
1 MCT & MCT Plus BT Yüksek Basınç Enjektörü
2 Vision CT Yüksek Basınç Enjektörü
3 En Vision Yüksek Basınç Enjektörü
Standart Konfigürasyonu: 1-200ml şırınga, 1-1500mm bağlantı hortumu, 1-Pipet



200 ml BT Şırınga Parça No: 100102

Uygulama Kapsamı: Sino Medical Device Technology Co., Ltd., Shenzhen, Çin
1 SinoPower-S Tek Şırınga BT Yüksek Basınç Enjektörü
2 SinoPower-D Çift Şırınga BT Yüksek Basınç Enjektörü
Tek Şırınga Enjektörü Konfigürasyonu:
1-200ml şırınga, 1-1500mm bağlantı hortumu, 1-Pipet
Çift Şırınga Enjektörü Konfigürasyonu:
2-200ml şırınga, 1-Y (T) tip bağlantı hortumu, 2-Pipet



200 ml BT Şırınga Parça No: 100103

Uygulama Kapsamı: Medrad Incorporated, ABD
1 SinoPower-S Tek Şırınga BT Yüksek Basınç Enjektörü
2 SinoPower-D Çift Şırınga BT Yüksek Basınç Enjektörü
Tek Şırınga Enjektörü Konfigürasyonu:
1-200ml şırınga, 1-1500mm bağlantı hortumu, 1-Pipet
Çift Şırınga Enjektörü Konfigürasyonu:
2-200ml şırınga, 1-Y (T) tip bağlantı hortumu, 2-Pipet



200 ml BT Şırınga Parça no: 100104

Uygulama Kapsamı: CT9000 & CT9000 ADV CT Series Yüksek Basınç Enjektörü Liebel-Flarsheim Company, ABD
Tek Şırınga Enjektörü Konfigürasyonu: 1-200ml şırınga 1-1500mm bağlantı hortumu, 1-Pipet
Çift Şırınga Enjektörü Konfigürasyonu: 2-200ml şırınga, 1-Y (T) tip bağlantı hortumu, 2-Pipet



200 ml BT Şırınga Parça No: 100105

Uygulama Kapsamı: ASA-200 CT Yüksek Basınç Enjektörü Shenzhen Anke High-Tech Co., Ltd., Çin
Standart Konfigürasyonu: 1-200ml şırınga, 1-1500mm bağlantı hortumu, 1-Pipet
1-1500mm bağlantı hortumu, 1-Pipet



200 ml BT Şırınga Parça No: 100106

Uygulama Kapsamı: Zenith-20CT Yüksek Basınç Enjektörü Shenzhen Seacrown Medical Instrument Co., Ltd, Çin
Standart Konfigürasyonu: 1-200ml şırınga, 1-1500mm bağlantı hortumu, 1-pipet



100 ml BT Şırınga Parça No: 100107

Uygulama Kapsamı: ShenZhen Seacrown Medical Instrument Co., Ltd, Çin 1-Zenith-C10 CT Yüksek Basınç Enjektörü 2-Zenith-C11 CT Yüksek Basınç Enjektörü
Standart Konfigürasyonu: 1-100ml şırınga, 1-1500mm bağlantı hortumu, 1-pipet



200 ml BT Şırınga Parça No: 100108

Uygulama Kapsamı: Nemoto Kyorindo Co., Ltd., Japonya
A-60 CT Yüksek Basınç Enjektörü
Standart Konfigürasyonu: 1-200ml şırınga, 1-1500mm bağlantı hortumu, 1-pipet



100 ml BT Şırınga Parça No: 100109

Uygulama Kapsamı: Nemoto Kyorindo Co., Ltd., Japonya
A-25&A-60 CT Yüksek Basınç Enjektörü
Standart Konfigürasyonu: 1-100ml şırınga, 1-1500mm bağlantı hortumu, 1-pipet



200 ml BT Şırınga Parça No: 100111

Uygulama Kapsamı: EZEM Inc. ABD
1 Empower Tek CT Yüksek Basınç Enjektörü
2 Empower Çift CT Yüksek Basınç Enjektörü
Tek Şırınga Enjektörü Konfigürasyonu: 1-200ml şırınga, 1-1500mm bağlantı hortumu, 1-pipet
Çift Şırınga Enjektörü Konfigürasyonu: 2-200ml şırınga, 1-Y (T) tip bağlantı hortumu, 2-Pipet



200 ml BT Şırınga Parça No: 100112

Uygulama Kapsamı: MEDTRON German:
Tek Şırınga Enjektörü Konfigürasyonu: 1-200ml şırınga, 1-1500mm bağlantı hortumu, 1-pipet
Çift Şırınga Enjektörü Konfigürasyonu: 2-200ml şırınga, 1-Y (T) tip bağlantı hortumu, 2-Pipet



MRG Tip Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)



65ml/65ml MRG Şırınga Parça No:200101

Uygulama Kapsamı: ShenZhen Seacrown Medical Ins. Co., Ltd, Çin
Zenith - C60 MRG Yüksek Basınç Enjektörü
Standart Konfigürasyonu: 2-65ml şırınga, 1 Y (T) tip bağlantı hortumu, 2-pipet



65ml/115ml MRG Şırınga Parça No:200102

Uygulama Kapsamı: Medrad Incorporated ABD:
Spectris&Solaris MRG Yüksek Basınç Enjektörü
Standart Konfigürasyonu: 1-65ml şırınga, 1-115ml şırınga 1-Y (T) tip bağlantı hortumu, 2-pipet



60ml/60ml MRG Şırınga Parça No:200103

Uygulama Kapsamı: Liebel-flarsheim ABD:
Optistar LE, Elite MRG Yüksek Basınç Enjektörü
Standart Konfigürasyonu: 2-60ml şırınga, 1- Y (T) tip bağlantı hortumu, 2-pipet



60ml/60ml MRG Şırınga Parça No:200104

Uygulama Kapsamı: Nemoto Kyorindo Co., Ltd., Çin
Sonic shot 50 MRG Yüksek Basınç Enjektörü
Standart Konfigürasyonu: 2-60ml şırınga, 1 Y (T) tip bağlantı hortumu, 2-pipet



65ml/65ml MRG Şırınga Parça No:200105

Uygulama Kapsamı: MEDTRON German MRG Yüksek Basınç Enjektörü
Standart Konfigürasyonu: 2-60ml şırınga, 1 Y (T) tip bağlantı hortumu, 2-pipet